FICHE DE SUIVI HEMOCCULT II®



O IDENTITÉ DU PATIENT M./Mme/Mlle : Prénom : N° S.S. :/	Code barre patient OU
 JE FAIS LE TEST → Voir mode d'emploi au dos de cette feuille 	Nom de mon médecin généraliste Dr Prénom : Adresse
 JE NE FAIS PAS LE TEST □ J'ai eu une coloscopie depuis moins de 5 ans, date □ □ □ □ □ Normale : □ Oui □ Non Non de mon gastro-entérologue : Veuillez cocher la case correspondante et retourner cette	☐ J'ai une autre indisponibilité ☐ Autres. Précisez : ☐ Grand of the control of
<u>Cadre réservé au laboratoire</u>	NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE
17 18 19 20 21 22 23	8



2 🗆

 $1 \square$

L1: 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 L2: 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9

 $NA1 \ \square \ NA2 \ \square \ NA3 \ \square \ NA4 \ \square \ NA5 \ \square \ NA6 \ \square$

3 🛮 4 🔻

5 🗆

6 □

Non analysable :

Positif (/6)

Ref. lecture

MODE D'EMPLOI HEMOCCULT II®

O Avant de faire le test

Ne consommez pas de vitamine C (à éviter 8 jours avant le test)



7, rue Edith Piaf 63039 Clermont-Ferrand Cedex 2

Tél.: 04 73 43 06 60

Association loi 1901

N'effectuez pas le test pendant la période des règles

Utilisation du test

1	Hamoccula B	Complétez les informations demandées, à l'endroit prévu sur chacune des plaquettes, ou collez les étiquettes code à barres fournies.
2	ADD TO	Ouvrez le rabat de la FACE AVANT de la plaquette.
3		Collectez les selles dans un récipient propre et sec.
4		A l'aide d'une des spatules, appliquez une fine couche de selles de la taille d'un grain de riz ou d'une lentille dans le cadre A, sans déborder. Jetez la spatule.

5	THE EX	Avec une autre spatule, appliquez une fine couche dans le cadre B, prélevée à un autre endroit des selles.
6	13 Jan 19	Fermez le rabat de la plaquette. Laissez-la sécher jusqu'au lendemain, puis glissez-la dans l'enveloppe jointe prétimbrée.
7		Conservez la plaquette à température ambiante
8		Répétez cette opération sur 3 selles différentes consécutives
9		Le délai entre le 1 ^{er} et le 3 ^e prélèvement ne doit pas dépasser 8 jours

Il ne vous reste plus qu'à remplir la FICHE DE SUIVI et la glisser dans l'enveloppe T

